


COMFORT EN HUIDBESCHERMING IN EEN KANTELROLSTOEL

Bekkendrempel
Stop-compartiment
beperkt onderuit schuiven |
Schuifkrachten worden omgezet
in normaalkrachten

Diepere compartimenten zorgen voor een
goede pasvorm in een kantelrolstoel | volgen de
lichaamscontouren voor gelijkmatige
drukverdeling | ondersteuning zitbotten
& staartbeen | reguleert asymmetrische
bekkenstand

Bovenbeenondersteuning



Ideaal voor gebruik in
een kantelrolstoel met
aanpasbare zitdiepte

Vicair Adjuster O2 ontwerp
met diepere achterkamers

Optimale aanpassing aan
lichaamscontouren voor
gelijke drukverdeling

Het Vicair Multifunctional O2 zitkussen is ontworpen voor gebruik in kantelbare rolstoelen met een aanpasbare zitdiepte. Het kussen biedt hoogwaardig comfort, optimale huidbescherming en stabiliteit. Het ontwerp maakt totale immersie mogelijk, zodat druk gelijkmatig verdeeld wordt. Tegelijkertijd word je op comfortabele wijze gepositioneerd en ondersteund. 100% machinewasbaar en ademend, voor optimale hygiëne en perfecte temperatuur- en vochtregulatie. Een veilige en betrouwbare oplossing, helemaal wanneer het zitkussen wordt gecombineerd met het Vicair Multifunctional O2 rugkussen.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus	▲▲▲▲▲
Herverdeling druk	▲▲▲▲▲
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲▲
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲▲
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲

Positioneren	▲▲▲▲▲
Laterale stabiliteit	▲▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲▲
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲▲
Transfer-gemak	▲▲▲▲▲△

Onderhoud & Veiligheid	▲▲▲▲▲
Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲▲△
Onderhoudsarm	▲▲▲▲▲
Hygiëne	▲▲▲▲▲

Functionaliteit & Toepassing	▲▲▲▲▲
Comfort	▲▲▲▲▲
Laag kussengewicht	▲▲▲▲▲
Beschikbare maten	▲▲▲▲▲
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲
Lage zithoogte	▲▲▲▲▲△
Automatische aanpassing	▲▲▲▲▲△

TE GEBRUIKEN BIJ

Neuromusculaire aandoeningen, Reuma, Quadriplegie, pijnbestrijding, in een geriatrische omgeving

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoogte	8 cm
Gemiddeld gewicht	850 gram
Max. gebruikersgewicht	250 kg
Machinewasbaar	60°C

KUSSENMATEN

cm	inches
37x52	14¾x20¾
40x52	16x20¾
45x52	18x20¾
50x52	20x20¾

Maten in breedte x diepte